




Plaies cutanées liées aux adhésifs: Plus grave qu'il n'y paraît

Les blessures causées par le retrait traumatique des pansements adhésifs peuvent sembler être un problème mineur. Mais cela arrive quotidiennement et devient coûteux avec le temps. Dans l'ensemble, la prévalence des déchirures cutanées atteint jusqu'à 22%.¹




Prévalence globale des
déchirures cutanées

Traitement plus sûr et plus efficace des peaux fragiles

Leukoplast *skin sensitive* vous aide à réduire le risque de plaies cutanées liées aux pansements adhésifs - et à économiser ainsi considérablement le temps et les coûts de traitement.





La technologie Leukoplast skin sensitive permet:





¹Strazzieri-Pulido KC, Peres GR, Campanili TC, Santos VL : Prévalence des déchirures cutanées et facteurs associés : une revue systématique. Rev Esc Enferm USP ; Août 2015 ; 49 (4) : 674-80

Aperçu des produits

Commandez maintenant - votre solution pour les peaux fragiles et fragilisées

Produits de fixation		Hypafix skin sensitive			
		Taille	Référence	CNK	Emballage
		5 m x 5 cm	79966-01	3455-987	1 rouleau
		5 m x 10 cm	79966-02	3455-995	1 rouleau
		5 m x 15 cm	79966-03	3456-001	1 rouleau
		2 m x 10 cm	79966-04	3456-019	1 rouleau
		Leukoplast skin sensitive			
		Taille	Référence	CNK	Emballage
		1,25 cm x 2,6 m (fourreau)	76173-00	3813-706	24 par boîte
		2,5 cm x 2,6 m (fourreau)	76173-01	3813-714	12 par boîte
		2,5 cm x 2,6 m (flasque)	76175-00	3813-722	12 par boîte
		2,5 cm x 1 m (fourreau)	76173-06	3813-730	12 par boîte

Pansements postopératoires		Leukomed T plus skin sensitive			
		Taille	Référence	CNK	Emballage
		5 cm x 7,2 cm	76178-00	3958-642	5 pansements par boîte
		8 cm x 10 cm	76178-01	3958-659	5 pansements par boîte
		8 cm x 15 cm	76178-02	3958-675	5 pansements par boîte
		10 cm x 25 cm	76178-03	3958-667	5 pansements par boîte
		Leukomed skin sensitive			
		Taille	Référence	CNK	Emballage
		5 cm x 7,2 cm	71239-04	4349-940	5 pansements par boîte
		8 cm x 10 cm	71239-05	4349-957	5 pansements par boîte
		8 cm x 15 cm	71239-06	4352-290	5 pansements par boîte
		10 cm x 25 cm	71239-07	4352-308	5 pansements par boîte
		5 cm x 7,2 cm	71239-08	4352-332	10 pansements par boîte
		8 cm x 10 cm	71239-09	4352-340	10 pansements par boîte
		8 cm x 15 cm	71239-10	4352-365	10 pansements par boîte
		10 cm x 25 cm	71239-11	4352-357	10 pansements par boîte

LEUKOPLAST_Skin sensitive brochure 2023_FR
Essity Belgium SA-NV
Leukoplast Skin sensitive brochure_FR
VERPAKKINGSHOEVEELHEID: 10



Leukoplast®,
an Essity brand

Essity Belgium NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b boîte 3,
1831 Diegem



Wound care in best hands



#HealingMeSoftly

La gamme skin sensitive de Leukoplast
**Adhérence fiable, retrait atraumatique
et en douceur.**

Leukoplast®

Wound care in best hands

Peau fragile: Un défi quotidien

Fréquemment, l'application de sparadraps adhésifs et de pansements et leur retrait provoquent des blessures évitables. Ceux-ci peuvent apporter des douleurs, des infections, du travail et des coûts inutiles. Des efforts répétés et continus - et qui peuvent facilement être évités à l'aide de pansements atraumatiques.

Quels groupes de patients sont particulièrement touchés?



Patients plus âgés



Bébés et jeunes enfants



Patients dont la peau est fragilisée par un traitement médicamenteux



Patients dont les pansements sont fréquemment changés



Patients dont la peau est fragilisée par une maladie






Pansements à base de silicone

Les produits Leukoplast *skin sensitive* combinent un retrait atraumatique et une adhérence fiable. Grâce à l'utilisation de silicone au lieu d'acrylique ou même de caoutchouc. Le silicone offre une excellente adhérence, mais ne 'colle' pas à la peau comme le font les adhésifs traditionnels.



Les adhésifs standards

- N'ont qu'un contact limité avec la peau au début
- Nécessitent une adhérence plus élevée
- Chauffent avec le temps et comblent les écarts en renforçant davantage l'adhérence




Les adhésifs en silicone

- Possèdent une faible tension de surface, ce qui leur permet d'entrer en contact avec toute la surface de la peau dès le départ
- Requièrent moins d'adhérence pour créer une liaison sécurisée
- Nécessitent moins de force de pelage lors du retrait

Les performances du produit convainquent les patients et les utilisateurs

Une étude avec Hypafix skin sensitive a été menée dans des conditions cliniques de routine sur une période de 1 à 7 jours dans 4 hôpitaux ou cabinets privés allemands avec 57 patients, dont 35 patients avec une peau fragile ou compromise.¹

Principaux retraits pour les patients ayant une peau fragile ou fragilisée:




Économisez du temps et de l'argent

Les blessures coûtent du temps et de l'argent. Les blessures évitables entraînent des coûts évitables. À chaque fois que les colles traditionnelles déchirent la peau du patient, vous payez un supplément.

Une étude² en Allemagne montre que les produits à base de silicone peuvent réduire les coûts de temps de traitement et des matériaux. Les hôpitaux participants ont économisé en moyenne plus de € 80 par patient.

Il est facile d'estimer combien vous pourriez économiser en utilisant les produits Leukoplast *skin sensitive*.

Calcul des coûts associés aux blessures liées aux pansements adhésifs



¹ Étude observationnelle prospective, multicentrique pour évaluer les caractéristiques produit d'un pansement adhésif de fixation, produit testé : Hypafix(R) skin sensitive, sponsorisé par Essity, 2017 ; données du fichier ² Maene : Coûts cachés des lésions cutanées induites par le ruban médical ; Blessures au Royaume-Uni ; 2013 ; 9 (1) ³ Pendant toute la durée du traitement

Maintenant dans une gamme encore plus large

La gamme Leukoplast *skin sensitive* offre une solution atraumatique pour la plupart des applications:



Produits de fixation



non stérile

Leukoplast®

Hypafix® *skin sensitive* fixation pour grandes surfaces

Pour une fixation sûre des pansements ou une fixation secondaire des dispositifs médicaux

- Fixation sécurisée des pansements
- Grand confort de port
- Respirant pour aider à prévenir les macérations cutanées
- Facilement ajustable à la taille requise



non stérile

Leukoplast® *skin sensitive* sparadrap

Pour une fixation sûre des pansements ou une fixation secondaire des dispositifs médicaux

- Facile à retirer à la main
- Flasque et fourreau antimicrobien



stérile

Leukoplast®

Leukomed® *skin sensitive* pansement absorbant

Pour la protection des plaies sur les peaux fragiles ou sensibles

- Respectueux de la peau avec retrait atraumatique
- Réduction de la douleur lors du retrait du pansement
- Couvre et protège les plaies, telles que les plaies chirurgicales fermées, les coupures et les écorchures.
- Absorbe le sang et l'exsudat de la plaie.



stérile

Leukoplast®

Leukomed® T plus *skin sensitive* pansement à film transparent

Pour une protection sûre des plaies sur les peaux fragiles

- Enlèvement atraumatique respectueux de la peau
- Barrière antibactérienne et protection étanche des incisions chirurgicales
- Couvre et protège les coupures superficielles, les lacérations et les brûlures mineures
- Absorbe le sang et l'exsudat de la plaie